

### Anwendungshinweise für das Gesicht

1. Entfernen Sie Ihr Make-up und reinigen Sie Ihr Gesicht mit einem sanften Reinigungsprodukt. Gesicht mit einem Handtuch abtrocknen.
2. Befestigen Sie den kleinen, runden Schwammappikator für das Gesicht am oberen Ende des Geräts.
3. Tragen Sie die Mikrodermabrasion Creme auf den Schwammappikator auf, so dass der Schwamm von einer dünnen Cremeschicht bedeckt ist. Für eine sanftere Behandlung eventuell den Schwammappikator vorher anfeuchten.
4. Tupfen Sie die Creme auf die Behandlungsstellen im Gesicht, auf Wangen, Kinn, Stirn und Nase. Augenpartie dabei aussparen.
5. Schalten Sie das Mikrodermabrasion Gerät ein und führen Sie es leicht, in sanften kreisenden Bewegungen etwa 2 Minuten lang über das Gesicht.
6. Nach Abschluss der Behandlung das Gesicht gründlich mit warmem Wasser abspülen, um alle Creme-reste zu entfernen.
7. Tragen Sie, wie gewohnt, Gesichtswasser und die empfohlene Tages- oder Nachtpflege auf.
8. Ihr Gesicht wird sich wie neu belebt, weich und glatt anfühlen.

### Anwendungshinweise für den Körper

1. Befestigen Sie den großen, runden Schwammappikator am oberen Ende des Geräts.
2. Tragen Sie die Mikrodermabrasion Creme auf den Schwammappikator auf, so dass der Schwamm von einer dünnen Cremeschicht bedeckt ist.
3. Tupfen Sie die Creme auf die zu behandelnden Körperstellen.
4. Schalten Sie das Mikrodermabrasion Gerät ein und führen Sie es leicht, in sanften kreisenden Bewegungen jede zu behandelnde Stelle etwa 2 Minuten lang. Benutzen Sie das Mikrodermabrasion Gerät nicht unter der Dusche oder in der Badewanne. Nicht ins Wasser tauchen.
5. Für eine bequeme Anwendung unter der Dusche oder in der Badewanne benutzen Sie bitte anstatt des Geräts den Nass/Trocken Griff mit dem großen Schwammappikator für den Körper.
6. Den Körper mit warmem Wasser abspülen, um Cremereste zu entfernen und das jugendlichere Erscheinungsbild der Haut sichtbar zu machen.

#### VORSICHT:

Vermeiden Sie bitte die Mikrodermabrasion Creme in die Augen zu bringen. Falls die Creme versehentlich in die Augen gerät, Augen gründlich mit Wasser ausspülen. Falls im Augenbereich oder Gesicht Irritationen auftreten, Gebrauch einstellen. Bei anhaltenden Irritationen Arzt aufsuchen. Bei Neigungen zu Couperose, entsprechende Stellen aussparen. Nicht für Kinder geeignet.

### Anwendungszeitplan

#### 1. und 2. Woche: Anfangsbehandlung

- in den ersten 5 Tagen Mikrodermabrasion Behandlung einmal täglich durchführen. Keine Behandlung in den darauffolgenden 5 Tagen.
- einmal täglich am 11. und 14. Tag Mikrodermabrasion Behandlung durchführen.

#### Ab der 3. Woche:

- fortführende Behandlung
- je nach Bedarf 2 bis 3 Mal in der Woche Mikrodermabrasion Behandlung durchführen.

### Hauptinhaltsstoffe

#### Bambuspuder

- Bambusextrakt stimuliert und kühlt die Haut, wirkt adstringierend und ausgleichend wie ein Gesichtswasser

#### Natürliche Kieselerde

- remineralisiert, gleicht Hautunebenheiten aus und löst abgestorbene Hautschüppchen

#### Sonnenblumenöl

- macht die Haut weich, spendet Feuchtigkeit und sorgt für die Wiederherstellung hauteigener Lipide

#### Jojobaöl

- macht die Haut weich

#### Bisabolol

- wirkt beruhigend auf die Haut

#### Jjobakügelchen mit verkapselter Shea Butter

- machen die Haut zart und geschmeidig

#### Ayurvedischer Wirkstoffkomplex

- sorgt für ein ebenmäßigeres Hautbild und einen gleichmäßigeren Hautton

### Angebotsform

Mikrodermabrasion Creme – Tiegel, 125 ml  
Anwendungsbeilage  
Mikrodermabrasion Gerät – inkl. Applikatoren